



DAS ANTI-CELLULITE-MASSAGEGERÄT MIT KLINISCH BESTÄTIGTER WIRKUNG

Weltneuheit: das erste klinisch getestete Cellulite Massagegerät ¹⁾ Für spürbar glattere, festere und gestrafftere Kurven ²⁾, nach nur 12 Wochen Anwendung ¹⁾. Die Wirkung des cellulite releaZer wurde in einer Studie vom Institut proDERM bestätigt

88 % sagen, nach der Anwendung ist die Haut seidig und glatt ¹⁾

94 % bestätigen, ihre Haut wirkt geglättet ¹⁾

BEKÄMPFT CELLULITE, WO SIE ENTSTEHT



Verbessert sichtbare Unebenheiten




Fördert die Durchblutung der Hautschichten



Verringert Cellulite, Vertiefungen sind weniger sichtbar ¹⁾



„Anfangs war ich sehr skeptisch, da ich nicht geglaubt habe, dass es wirklich etwas gibt, was Cellulite bekämpfen kann. Ich nutze den releaZer nun sehr konsequent seit 6 Wochen und sehe schon große Verbesserungen! Ich bin total begeistert und ziehe das Training weiter durch ²⁾“




beurer cellulite releaZer®

ANTI-CELLULITE-MASSAGEGERÄT


Zwei Geräte eine Wirkung. Da Frauen und Ihre Anforderungen unterschiedlich sind, ist auch der cellulite releaZer in zwei Größen erhältlich.

cellulite releaZer

- verringert Cellulite - wissenschaftlich belegt ¹⁾
- für glatte, feste und gestraffte Kurven
- Vibrationsmassage zur Straffung des Tiefengewebes
- 2 Massageprogramme / 3 Intensitätsstufen
- Handlich in der Anwendung durch ergonomische Form



cellulite releaZer compact
In Pink.
Kompakte Stablänge: nur 40 cm



cellulite releaZer
In Mintgrün.
Stablänge: 48 cm


Beurer GmbH,
Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany,
Tel. +49 731/39 89-0, Fax. +49 731/39 89-139,
vertrieb@beurer.de www.beurer.com



beurer cellulite releaZer®



cellulite releaZer
für Beine und Po



cellulite releaZer
cellulite releaZer compact

german engineering

1) Wissenschaftliche Studie, 38 Frauen, Institut proDERM Schenefeld/ Hamburg, Studiennr. 18.0090-53
2) Anwendungsergebnisse können variieren

759.134_0819 Irrtum und Änderungen vorbehalten


challenge
your
cellulite

WIE ENTSTEHT CELLULITE?


Das Bindegewebe ist äußerst flexibel. Seine Stützen aus Kollagen und elastischen Fasern sind sehr dehnbar, damit sie zum Beispiel bei Schwangerschaften gut nachgeben können. Bei Männern sind die netzartig übereinander liegenden Fasern fester miteinander verbunden, der Spielraum ist also kleiner.

Fettzellen sind gnadenlos, sie nutzen die weibliche Nachgiebigkeit des Bindegewebes aus und schieben sich einfach zwischen die Lücken. Unschöne Dellen und Ausbeulungen sind die sichtbare Folge.

Cellulite ist hartnäckig: weder Cremes noch Diäten helfen auf Dauer, denn sie bekämpfen nicht die eigentliche Ursache.



NORMALE HAUT



CELLULITE

FÜR EINE SPÜRBAR GLATTE UND FESTE HAUT MIT GESTRAFFTEN KURVEN

Den Wunsch nach glatten Oberschenkeln und einem festen Po ohne die ungeliebten Cellulite-Dellen kennen viele Frauen. Endlich gibt es eine wirksame Lösung für zu Hause. Bekämpfen Sie Cellulite, wo sie entsteht. Durch regelmäßige Anwendung können Sie hartnäckige Cellulite an Beinen und Po sichtbar reduzieren.

1) Wissenschaftliche Studie, 38 Frauen, Institut proDERM Schenefeld/Hamburg, Studiennr. 18.0090-53

2) Anwendungsergebnisse können variieren



WIE TIEFENVIBRATION CELLULITE BEKÄMPFT

Die Ursache von Cellulite liegt im weiblichen Bindegewebe. Die Vibrationsmassage fördert die Mikrozirkulation im Tiefengewebe und beschleunigt den Abbau der Fettmoleküle in den Zellen. Dadurch wird das Bindegewebe gestrafft und Vertiefungen sind weniger sichtbar. Für spürbar glattere, festere und straffere Haut.²⁾

DAS ERSTE KLINISCH GETESTETE CELLULITE MASSAGEGERÄT!

Die Wirkung des cellulite releaZers wurde in einer Studie vom Institut proDERM bestätigt. Durch regelmäßige Anwendung des cellulite releaZers können Sie hartnäckige Cellulite an Beinen und Po sichtbar reduzieren.²⁾ Der cellulite releaZer bekämpft Cellulite, wo sie entsteht. Die wirkungsvolle Vibrationsmassage fördert den Abbau von Fettmolekülen im Tiefengewebe, die Noppenstruktur verstärkt die Wirkung – und sorgt so für straffere Beine.²⁾



OPTIMIERT BIS INS DETAIL!

Der Beurer cellulite releaZer ist ein effektives Anti-Cellulite-Training für Zuhause. Für glatte, feste und gestraffte Kurven!

- 3 Intensitätsstufen und 2 Massageprogramme
- Wasserfest (IPX 5) - zur Anwendung in der Dusche
- 4 Behandlungsflächen (glatte Fläche, Fläche mit Noppen, stumpfe Kante und spitze Kante)
- Lithium-Ionen-Akku

START YOUR CHALLENGE NOW!

Die Wirkung des cellulite releaZers wurde in einer Studie vom Institut proDERM bestätigt. Der Beurer Cellulite releaZer ist dein effektives Anti-Cellulite-Training für Zuhause. Nur alle 2 Tage, maximal 15 Minuten pro Bein.

