



OT 30
BasalControl
Smart

beurer
Woman's Life

BasalControl Smart



Basalthermometer



Verwendbar in Verbindung mit der App "Ovy" -
Übertragung der Temperatur per *Bluetooth*[®] -
low energy technology



Kalkulation des Zyklus für die
natürliche Familienplanung



Dokumentation weiterer
Körpersignale in der App



Digitales Basalthermometer

Messung der Basaltemperatur

Anzeige von 2 Nachkommastellen

Geeignet für die orale und vaginale Messung

Leuchtender LED-Ring zur Anzeige der Übertragung per *Bluetooth*[®]

Messgenauigkeit:

± 0,05 °C: 35,00 °C - 38,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von
18 °C - 28 °C;

außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches ±0,1 °C

Messbereich: 32,00 - 43,99 °C

Flexible Messspitze

Wasserdicht

Desinfektionsfähig

30 Speicherplätze

Signalton bei Messende (ausschaltbar)

Mit Aufbewahrungskappe

Inkl. 1x Batterie CR2032

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Anzeige von °C und °F

Produktmaße (LxBxH): ca. 105 x 33 x 17,6 mm

Produktgewicht: ca. 20,1 g (ohne Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN: 14382979

VE: 4 / Transportkarton: 12 x 4

EAN-Nr.: 4211125 79106 3

Art.-Nr.: 791.06



OT 30
BasalControl
Smart

beurer
Woman's Life

- Schwangerschaft planen oder Zyklus verfolgen
- Temperatur, Körpersignale und Störfaktoren in der App dokumentieren
- Ovy Care gibt passend zur aktuellen Zyklusphase Tipps in Bezug auf Ernährung, Fitness und Beauty
- Medizinprodukt der Klasse 1



Moderne Zykluskontrolle in nur vier Schritten

1 Aufwachen und Temperatur messen

1




2

2 Temperatur in die App übertragen



3 Körpersignale in der App dokumentieren

3



4

4 Fruchtbare und nicht fruchtbare Tage kennen



Liste der Systemvoraussetzungen und kompatiblen Geräte

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.