

## Medikamentenfreie Schmerzlinderung mit der neuen Generation von TENS/EMS-Geräten

Ulm, 4. September 2019 – Es ist klinisch erwiesen, dass sich Schmerzen mithilfe von TENS-Behandlungen lindern lassen und auch Wärme unter anderem in der Physiotherapie erfolgreich angewendet wird. Mit dem **EM 59 Heat** bringt der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer nun ein Gerät auf den Markt, das beides kombiniert und somit die optimale Wirkung erzielen kann. Ein weiterer Neuzugang der TENS/EMS-Familie ist das **EM 70 Wireless**, welches eine praktische Bedienung per Fernsteuerung ermöglicht. Beide Medizinprodukte werden auf der IFA 2019 in Berlin vorgestellt.

Elektrostimulation ist die bewährte Selbsttherapie gegen Schmerzen ohne Einnahme von Medikamenten. Das Wirkungsprinzip basiert auf der Nachbildung von körpereigenen Impulsen, die mittels Elektroden über die Haut an die Nerven- bzw. Muskelfasern weitergeleitet werden. Die beiden neuen Beurer Geräte sind vielseitig einsetzbar – zur Schmerztherapie (TENS), Muskelstimulation (EMS), Entspannung und Massage.

### EM 59 Heat – TENS/EMS-Gerät mit Wärmefunktion

Das **EM 59 Heat** ist ein wahrer Alleskönner: Ob nur TENS/EMS, Wärmebehandlung oder beides gleichzeitig angewendet werden soll, entscheidet der Nutzer ganz individuell. Das Produkt verfügt über vier Elektroden mit Gel-Pads, die über zwei Kanäle separat geschaltet werden können. Zur besseren Orientierung wird die Elektrodenpositionierung im Display angezeigt. Außerdem lässt das EM 59 Heat zwei Temperaturstufen zu. Insgesamt stehen 70 Programme und 50 Intensitätsstufen zur Auswahl. Das Gerät enthält einen wiederaufladbaren Akku mit einer Leistung von 200mAh mit dem sechs 20-minütige Anwendungen möglich sind. Somit müssen keine Batterien gewechselt werden.

### EM 70 Wireless – TENS/EMS-Gerät mit Fernbedienung

Wer die TENS/EMS-Behandlung besonders praktisch angehen möchte, entscheidet sich für das neue **EM 70 Wireless**. Das Gerät mit Steuereinheit ist kabellos, akkubetrieben und damit einfach in der

**Beurer GmbH**  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm  
Deutschland  
Tel. +49 731/3989-0  
Fax +49 731/3989-295

**Beurer Austria GmbH**  
Franz-Hönig-Straße 7  
4910 Ried im Innkreis  
Österreich

**Ansprechpartner**  
Anna-Katharina Peuker  
[presse@beurer.de](mailto:presse@beurer.de)

**Website**  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

**Social Media**



Anwendung. Es sind 19 Programme und 15 Intensitätsstufen verfügbar, die per Fernbedienung gesteuert werden können. Vier selbstklebende Gel-Elektroden sind im Lieferumfang enthalten, der Anschluss weiterer Elektroden ist problemlos möglich.

Ergänzt wird das EM 70 Wireless durch die kostenfreie „**beurer PainAway**“ App. In der Coach-App kann sich der Nutzer zum Beispiel die korrekte Positionierung der Elektroden je Körperregion anzeigen lassen und erhält hilfreiche Erklärungen zu den verschiedenen Programmen des Geräts. Zudem sind interessante Hintergrundinformationen zu den Themen Schmerztherapie mittels TENS und EMS-Muskelstimulation abrufbar. Die App ist ab Februar 2020 für iOS und Android verfügbar.



#### **Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie\***

EM 59: 99,99 € (UVP), ab Februar 2020, 3 Jahre Garantie

EM 70: 89,99 € (UVP), ab Februar 2020, 3 Jahre Garantie

\*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Zur IFA 2019 stellt Beurer Neuheiten in allen Produktbereichen vor. Alle Highlights sind auf dem Beurer Stand vom **6. bis 11. September 2019** in **Halle 4.1 Stand 212** zu sehen.

#### **Über Beurer**

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*<sup>®</sup> ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com).