

Neue TENS/EMS-Geräte zur medikamentenfreien Schmerzlinderung

Ulm, 17. November 2019 – Eine neue Generation von TENS/EMS-Geräten präsentiert Beurer im Rahmen der MEDICA 2019. Mit den Medizinprodukten EM 50 Menstrual Relax, EM 59 Heat und dem EM 70 Wireless stellt der Ulmer Gesundheitsspezialist drei Geräte für drei unterschiedliche Belange vor, die der medikamentenfreien Schmerzlinderung dienen.

Elektrostimulation ist eine bewährte Selbsttherapie gegen Schmerzen ohne Einnahme von Medikamenten. Das Wirkungsprinzip basiert auf der Nachbildung von körpereigenen Impulsen, die mittels Elektroden über die Haut an die Nerven- bzw. Muskelfasern weitergeleitet werden. Die neuen Beurer Geräte sind vielseitig einsetzbar. Das EM 50 Menstrual Relax und das EM 59 Heat verfügen über eine zuschaltbare Wärmefunktion. Es ist klinisch erwiesen, dass sich Schmerzen mithilfe von TENS-Behandlungen lindern lassen und auch Wärme unter anderem in der Physiotherapie erfolgreich angewendet wird.

EM 50 Menstrual Relax – Linderung von Regelschmerzen



Menstruationsbeschwerden sind unangenehm. Von 20 Millionen Frauen in Deutschland, die zwischen 10 und 49 Jahren alt sind, leiden etwa 25 bis 35 Prozent an ausgeprägten Schmerzen und 10 bis 15 Prozent an der Krankheit Endometriose.

Schmerzmittel sind dabei oftmals ständige Begleiter. Dabei versuchen immer mehr Frauen auf Medikamente zu verzichten und auf natürliche Hilfsmittel umzusteigen. Mit dem **EM 50 Menstrual Relax** stellt Beurer ein speziell gegen Periodenschmerzen entwickeltes TENS-Gerät mit zuschaltbarer Wärmefunktion vor. Zu Hause und unterwegs kann das Produkt dezent unter der Kleidung und direkt auf der Haut des Unterbauchs platziert werden. Angebracht wird das EM 50 mit selbsthaftenden Gel-Filmen, die nach Bedarf ausgewechselt werden können. Für die Anwendung stehen 15 Intensitätsstufen zur Verfügung. Optional kann angenehme

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Wärme hinzugeschaltet werden. Empfohlen wird eine Anwendungsdauer von 20 Minuten. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Laufzeit des eingebauten Akkus ermöglicht sechs Anwendungen.

EM 59 Heat – TENS/EMS-Gerät mit Wärmefunktion



Das **EM 59 Heat** kombiniert eine schmerzlindernde Elektrostimulation mit zuschaltbarer Wärme und erzielt somit eine optimale Wirkung. Zusätzlich verfügt es über EMS-Programme für den Muskelaufbau und Massageprogramme. Das Produkt

verfügt über vier Elektroden mit Gel-Pads, die über zwei Kanäle separat gesteuert werden können. Besonders anwenderfreundlich ist die Anzeige der Elektrodenpositionierung über das Display. Insgesamt stehen 70 Programme, 50 Intensitäts- und zwei Temperaturstufen zur Auswahl. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht sechs 20-minütige Anwendungen.



EM 70 Wireless – TENS/EMS-Gerät mit Fernbedienung

Eine besonders praktische und kabellose TENS/EMS-Behandlung bietet das **EM 70 Wireless**. An das Gerät kann je nach Bedarf sowohl eine große als auch eine mittelgroße Elektrode angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Elektrodenerweiterung mit zwei kleinen Elektroden anzuschließen, um die zu stimulierende Stelle zu vergrößern. Die 19 Programme und 15 Intensitätsstufen werden per Fernbedienung gesteuert. Ergänzt wird das EM 70 durch die kostenfreie „beurer PainAway“ App. Die Coach-App zeigt dem Anwender die richtige Positionierung der Elektroden, liefert hilfreiche Erklärungen zu den unterschiedlichen Programmen und spielt interessante Hintergrundinformationen zum Thema Schmerztherapie mittels TENS zu. Die App ist ab Februar 2020 für iOS und Android verfügbar.



Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

EM 50 Menstrual Relax: 69,99 € (UVP), ab Februar 2020, 3 Jahre Garantie

EM 59: 99,99 € (UVP), ab Februar 2020, 3 Jahre Garantie

EM 70: 89,99 € (UVP), ab Februar 2020, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten



Weitere Informationen sind am Beurer Stand auf der MEDICA vom **18. bis 21. November 2019** in **Halle 10 Stand D20** erhältlich.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.