

Freie Atemwege für die Kleinsten: Beurer erweitert Babycare Sortiment

Ulm, 17. November 2019 – Husten, Schnupfen, Heiserkeit: ist der Nachwuchs krank, wird der Leidensdruck besonders hoch, sowohl für die Kinder, als auch für die Eltern. Von Vorteil sind hier Produkte, die schnell Linderung verschaffen und mit einer einfachen Anwendung überzeugen. Beurer präsentiert auf der MEDICA einen Nasensauger und zwei Inhalatoren in der Kids-Variante, die für freie Atemwege bei Babys und Kleinkindern sorgen.

NA 20 – Nasensauger: wirksam, schonend und einfach

Der Nasensauger **NA 20** ermöglicht eine schonende Reinigung der Nasenhöhle bei Babys oder Kleinkindern und erleichtert ihnen das Atmen, Schlafen und Essen. Gerade in der Erkältungszeit ist die Anwendung ideal. Das Produkt ist zur Entfernung von flüssigem bis festem Nasensekret geeignet. Das ergonomische Design, die praktische Ein-Knopf-Bedienung und die kontrollierte Saugleistung von maximal 66 kPa machen die Benutzung besonders komfortabel. Der NA 20 ist geräuscharm und batteriebetrieben. Die abnehmbaren Elemente sind einfach zu reinigen. Zwei weiche, desinfizierbare Silikonaufsätze runden den Lieferumfang ab.

Effektive Inhalation ab dem 1. Lebensmonat: IH 26 und IH 58 Kids

Der **IH 26** und der **IH 58** in der Kids-Edition sind Inhalationsgeräte zur Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie. Die Medizinprodukte sind geeignet für die Behandlung der oberen und unteren Atemwege. Dabei mildert die Anwendung die Begleiterscheinungen von Erkältungskrankheiten und beschleunigt die Heilung, kann aber auch bei anderen Atemwegserkrankungen wie beispielsweise Asthma eingesetzt werden. Beide Inhalatoren punkten durch eine kindgerechte Ausstattung. Die fröhliche Giraffe zum Aufstecken lenkt das Kind während der Behandlung spielerisch ab. Durch die hohe Verneblungsleistung von ca. 0,3 Milliliter pro Minute beim IH 26 Kids, bzw. 0,25 Milliliter pro Minute beim IH 58 Kids kann die Inhalation in kürzester Zeit effektiv durchgeführt werden. Die Geräte sind desinfektionsfähig, einfach zu bedienen und enthalten folgendes Zubehör: Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Mundstück, Vernebler, 10 Filter und Schlauch.

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Technische Daten:



IH 26 Kids Inhalator

- Kompressor-Inhalator
- Partikelgröße (MMAD) 3,07 µm
- Arbeitsdruck ca. 0,8-1,45 bar
- Verneblungsleistung ca. 0,3 ml/min
- Inkl. umfangreichem, kinderfreundlichem Zubehör



IH 58 Kids Inhalator

- Kompressor-Inhalator
- Partikelgröße (MMAD) 4,12 µm
- Arbeitsdruck ca. 0,25-0,5 bar
- Verneblungsleistung ca. 0,25 ml/min
- Geräuscharm und besonders praktisch auf Reisen
- Inkl. umfangreichem, kinderfreundlichem Zubehör

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

NA 20: 49,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

IH 26 Kids: 69,99 € (UVP), ab Februar 2020, 5 Jahre Garantie

IH 58 Kids: 89,99 € (UVP), ab Februar 2020, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen sind am Beurer Stand auf der MEDICA vom **18. bis 21. November 2019** in **Halle 10 Stand D20** erhältlich.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das



Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.