

## Schmerzen adé: Beurer bietet komplette Manschetten-Range für die TENS-Anwendung

**Ulm, 17. November 2019 – Ob Beschwerden im Hand- oder Sprunggelenk, an Unterarm, Knie oder Ellenbogen – Beurer bietet ein umfangreiches Sortiment an TENS-Manschetten, die Schmerzen mithilfe von Elektrostimulation wirkungsvoll und ohne Medikamente lindern können. Das neue EM 26 speziell für die Anwendung im Schulterbereich komplettiert nun das Angebot des Ulmer Gesundheitsspezialisten. Auf der MEDICA in Düsseldorf wird die Range vom 18. bis 21. November 2019 präsentiert.**

Die „Transkutane elektrische Nervenstimulation“ (TENS) gilt als bewährte Schmerztherapie. Über Elektroden werden elektrische Reize an die Hautoberfläche übertragen. Die an das Gehirn gesendeten Impulse unterdrücken die Weiterleitung des Schmerzes. Auf diese Weise können Schmerzen ohne Einnahme von Medikamenten effektiv gelindert werden. Während der Anwendung selbst ist lediglich ein sanftes Kribbeln spürbar.

**Beurer GmbH**  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm  
Deutschland  
Tel. +49 731/3989-0  
Fax +49 731/3989-295

**Beurer Austria GmbH**  
Franz-Hönig-Straße 7  
4910 Ried im Innkreis  
Österreich


**Ansprechpartner**  
Anna-Katharina Peuker  
[presse@beurer.de](mailto:presse@beurer.de)

**Website**  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

### Social Media



### Vielfältige Kombi-Geräte: gezielt, punktgenau und sicher



Die Beurer TENS-Manschetten können an unterschiedlichen Körperpartien angewendet werden. Die neue **EM 26** Schulter TENS-Manschette ist durch ihre diagonale Passform als Universal-manschette für die Behandlung von Problemen an der rechten oder linken Schulter geeignet. Die Manschette vervollständigt die bereits bestehende Range aus **EM 27** für die Anwendung am Sprunggelenk, **EM 28** Handgelenk/ Unterarm TENS und das Kombi-Produkt **EM 29** zur Behandlung von Knie oder Ellenbogen. Die ergonomisch geformten, anschmiegsamen Manschetten liegen perfekt am Körper an. Dank der verschleißfreien Kontaktelektroden aus

leitendem Carbonmaterial ist nur eine wenig Wasser und kein zusätzliches Kontaktgel notwendig. Per Klett- oder Schnallverschluss ist der optimale Sitz der Manschetten garantiert. Durch das tragbare Bedienelement mit praktischem Gürtelclip lassen sich die Anwendungen jederzeit und überall steuern. Die Geräte enthalten jeweils vier vordefinierte Programme, die Intensität ist je nach persönlichem Bedürfnis einstellbar.

### Technische Daten:

	<p>EM 26 – Schulter TENS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Universalmanschette für die rechte und linke Schulter</li> <li>- Diagonaler Oberkörperumfang: bis 120 cm</li> </ul>
	<p>EM 27 – Sprunggelenk TENS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Anwendung bei Schmerzen im Sprunggelenk</li> <li>- Umfang Sprunggelenk: ca. 18-31 cm</li> </ul>
	<p>EM 28 – Handgelenk/Unterarm TENS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Anwendung bei Schmerzen im Handgelenk oder Unterarm</li> <li>- Umfang Handgelenk: ab 14 cm</li> </ul>
	<p>EM 29 – Knie/Ellenbogen TENS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Anwendung bei Schmerzen im Knie oder Ellenbogen</li> <li>- Umfang Arm/Oberschenkel: 25-70 cm</li> </ul>

### Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie\*

EM 26: 59,99 € (UVP), ab Januar 2020, 5 Jahre Garantie

EM 27: 49,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

EM 28: 49,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

EM 29: 49,99 € (UVP verfügbar, 5 Jahre Garantie

\*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen sind am Beurer Stand auf der MEDICA vom **18. bis 21. November 2019** in **Halle 10 Stand D20** erhältlich.



## Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*<sup>®</sup> ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com).