



maremed® – Zu Hause gesund leben, wie an der Meeresküste

Ulm, 17. November 2019 – Beurer präsentiert im Rahmen der MEDICA vom 18. bis 21. November 2019 in Düsseldorf sein neues Meeresklimagerät maremed®. Durch Verneblung von Meersalz wird die Luft mit diesem angereichert. Der hohe Salz- und Mineralgehalt wirkt sich positiv auf die Atemwege aus. Beurer bringt mit maremed® ein perfekt aufeinander abgestimmtes System für die Heimanwendung auf den Markt.

maremed® ist ein 5-stufiges System, das die Raumluft reinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet. Das exklusiv für Beurer hergestellte Spezial-Meersalz ist natürlicher Herkunft und enthält alle Mineralien und Spurenelemente, die auch im Meerwasser vorhanden sind. Durch die Anreicherung der Luft wird die Biodynamik einer Meeresküste nach einem patentierten Prinzip simuliert.

1.) Meersalzlösung: Das maremed® Spezial-Meersalz wird mit Wasser zu einer Meersalzlösung verbunden.

2.) Luftreinigung: Der Lüfter saugt die Raumluft an. Ein Vorfilter entfernt Schmutzpartikel, Pollen, Fein-/Hausstaub und Tierhaare aus der Luft.

3.) Mineralisierung: Das mit dem Spezielsalz angereicherte Wasser zirkuliert permanent mithilfe des Lüfters und bewirkt eine Mineralisierung nach Vorbild der Natur.

4.) Entkeimung: Durch den Einsatz der UVC-Lampe werden 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen beseitigt.

5.) Luftionisation und -befeuchtung: Über den Wasserverdunstblock wird die durchströmende Luft mit den Mineralien des Wassers angereichert. Abschließend sorgt ein Ionisationskamm für zusätzliche Reinigung und Frische, bevor die Luft wieder an die Umgebung abgegeben wird. Die salzhaltige Luft befeuchtet die Atemwege, unterstützt bei asthmatischen Beschwerden und verbessert die Atemintensität. Somit wird auch ein erholsamer Schlaf gefördert und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert.

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



maremed®





Technische Daten: Das Gerät ist für Raumgrößen bis zu 50 m² geeignet und verfügt über einen 6-Liter-Wassertank. Es entstehen keine Salzablagerungen, sodass die Anwendung in allen Räumen möglich ist. Zur Befeuchtung stehen drei Stufen zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über ein modernes Touch-Display mit digitaler Anzeige. Im Nachtmodus, der einen flüsterleisen Betrieb garantiert, kann die Anwendung auch während des Schlafens erfolgen. Im Lieferumfang sind zwei Vorfilter, Wasserfilter und das maremed[®] Spezial-Meersalz enthalten.

Hintergrundwissen: Asthma zählt zu den häufigsten Atemwegserkrankungen. Weltweit sind etwa 300 Millionen Menschen betroffen. Eine Ursache für Asthma oder Allergien ist die zunehmende Luftverschmutzung. Aufenthalte am Meer bringen Betroffenen oftmals eine erhebliche Linderung ihrer Beschwerden. Der hohe Salz- und Mineralgehalt der Luft wirkt sich positiv auf die Atemwege aus.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

maremed[®]: 349,99 € (UVP), ab März 2020, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen zu maremed[®] sind am Beurer Stand auf der MEDICA vom **18. bis 21. November 2019** in **Halle 10 Stand D20** erhältlich.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.