

BM 51 easyClip – Die Manschette neu gedacht

Ulm, 14. Januar 2020 – Bluthochdruck ist laut der Deutschen Hochdruckliga der Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland leidet etwa jeder dritte Erwachsene an Hypertonie, bei den über 70-Jährigen sind es sogar drei von vier Personen. Besonders tückisch ist, dass sich Hypertonie in der Regel nicht durch bestimmte Symptome bemerkbar macht – daher wird Bluthochdruck häufig auch als „Silent Killer“ bezeichnet. Beurer bringt mit dem BM 51 easyClip ein neues Oberarm-Blutdruckmessgerät mit innovativer Manschette und besonders einfacher Handhabung auf den Markt.



Insbesondere ältere Menschen haben häufig Schwierigkeiten beim Anlegen einer herkömmlichen Blutdruckmanschette am Oberarm. Mit der easyClip-Manschette des neuen BM 51 gehört diese Herausforderung nun der Vergangenheit an. Durch ihr

innovatives Design kann sie ganz unkompliziert und mit nur einem Handgriff am Oberarm fixiert werden. Die Manschette punktet daher mit einer besonders einfachen Handhabung, die sowohl in der Heimanwendung, aber auch im Klinikbetrieb oder in der Arztpraxis von Vorteil ist. Die Abdeckung eines breiten Spektrums an Oberarmumfängen von 22-42 cm macht sie zusätzlich für einen großen Personenkreis einsetzbar.

BM 51 easyClip: Blutdruckmessung schnell und einfach

- 1.) Manschette mit nur einem Handgriff an den Oberarm clippen
- 2.) Klettverschluss passgenau verschließen
- 3.) Blutdruckmessung starten

Auch das zugehörige Blutdruckmessgerät zahlt auf eine einfache und komfortable Nutzung ein. So ist das Produkt mit der Inflation-Technology ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Messung bereits während des Aufpumpens der Manschette erfolgt – das macht die Blutdruckmessung schneller und angenehmer. Der Risiko-Indikator, eine farbige Skala zur Einstufung der Messergebnisse, hilft dem Nutzer bei der Interpretation

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



seiner gemessenen Werte. Auf dem weiß beleuchteten XL-Display kann unmittelbar nach der Messung gut abgelesen werden, ob der Blutdruckwert zu niedrig, zu hoch oder normal ist. Das Gerät verfügt über zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte. Ebenfalls kann der Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. der Mittelwert des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage angezeigt werden. Die Arrhythmie-Erkennung des BM 51 kann während der Messung des Blutdrucks auch mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus feststellen. Das Medizinprodukt verfügt über eine Abschaltautomatik und gibt Meldung bei Anwendungsfehlern. Die Messgenauigkeit ist von der European Society of Hypertension (ESH) klinisch validiert.

Eine praktische Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten. Das Gerät ist batteriebetrieben, ein Netzteil ist separat erhältlich.



Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BM 51 easyClip: 69,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen,

TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Spannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.