

„pearl by Beurer“: Den Kinderwunsch natürlich und einfach umsetzen

Ulm, 30. September 2020 – Ganz gleich wie lange der weibliche Zyklus andauert, nur wenige Tage im Monat haben Frauen die Chance schwanger zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies beim ersten Versuch auf natürlichem Wege gelingt, liegt bei Paaren unter 25 Jahren bei etwa 33 Prozent. Das neue Fertilitätsset OT 80 „pearl by Beurer“ unterstützt den Kinderwunsch mittels Hormonanalyse zu Hause und hilft dabei, eine Schwangerschaft gezielt zu planen oder den eigenen Monatszyklus besser zu verstehen. Das Set besteht aus Ovulationsteststreifen und ermöglicht in der Kombination mit der „Pearl Fertility“ App, den Eisprung sowie den fruchtbaren Zeitraum individuell vorherzusagen.



Das „pearl by Beurer“ Fertilitätsset erhöht die Chance natürlich schwanger zu werden schon ab dem ersten Anwendungsmonat. Es testet über den kompletten Zyklus hinweg die beiden wichtigsten Fruchtbarkeitshormone: das follikelstimulierende Hormon (FSH), welches hauptsächlich bei der Eireifung gebildet wird und das luteinisierende Hormon (LH), das mit dem Eisprung im Körper ausgeschüttet wird.

Endlich schwanger werden mit „pearl by Beurer“

Während Ovulationstests meistens nur ein Hormon abbilden, ist es mit dem OT 80 möglich, beide Hormone mit einer Genauigkeit von 99 Prozent* unabhängig voneinander zu ermitteln. Die Messung erfolgt täglich mit den mitgelieferten Teststreifen im Morgenurin. Eine farbige Linie zeigt an, wenn der Test beendet ist und das Ergebnis kann bereits nach wenigen Minuten abgelesen werden. Die Auswertung ist unkompliziert über die Kamera des Smartphones und die „Pearl Fertility“ App möglich. Die App visualisiert nicht nur ein persönlich auf die Anwenderin zugeschnittenes Hormonprofil, sondern gibt auch eine Echtzeit-Information zum Zyklus und zum Fruchtbarkeitsfenster. Präziser als bei der Analyse mit dem bloßen Auge

*bei der Feststellung der FSH- und LH-Hormone mit den Teststreifen

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



pearl^{by}beurer



erfasst die Software die relevanten Werte von Test- und Kontrolllinie mittels Farbspektrum. Daraus lässt sich die fruchtbare Phase anhand des Gehalts an FSH und LH im Körper bestimmen. Entscheidender Vorteil ist die hohe Genauigkeit. Da die Methode über den kompletten Zyklus angewendet wird, nehmen physische Merkmale, wie zum Beispiel die Körpertemperatur keinen Einfluss auf das Messergebnis. Somit kann das Fertilitätsset auch von Frauen mit unregelmäßigen Zyklen angewendet werden**.

Was bietet die „Pearl Fertility“ App zusätzlich?

Die kostenfreie „Pearl Fertility“ App macht ein gesamtheitliches Monitoring des weiblichen Zyklus möglich. Sie zeigt nicht nur den Tag des Eisprungs und die nächste Periode an, sondern gibt bereits bis zu 6 Tage im Voraus darüber Auskunft, wann der Eisprung stattfindet. So ist es noch einfacher, bis zu 8 fruchtbare Tage pro Zyklus zu erkennen und die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Zudem erhält die Nutzerin den Hinweis in der App, an welchen Tagen welches Hormon getestet werden sollte. Die Interpretation der Messwerte wird verständlich erklärt und alle Hormonwerte sowie das Fruchtbarkeitsfenster werden grafisch übersichtlich aufbereitet. Die aktuelle Zyklusphase und die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden sind auf einen Blick ersichtlich.



In dem praktischen Fruchtbarkeitsset werden neben den jeweils 15 FSH- und 15 LH-Ovulationsteststreifen auch gleich zwei Schwangerschaftstests und eine Streifenhalterung zur optimalen Handhabung mitgeliefert. So bietet das Set alles, was Paare benötigen, um den eigenen Kinderwunsch umzusetzen. Die „Pearl Fertility“ App ist für iOS und Android in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch verfügbar.

Preis (UVP), Verfügbarkeit***

OT 80: 39,99 € (UVP), verfügbar

***Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

**Das Kit ist so konzipiert, dass es Zyklen von mehr als 21 und bis zu 35 Tagen abdeckt. Längere Zyklen können ein zusätzliches Set erfordern. Wenn die Anwenderin an Beschwerden leidet, insbesondere an solchen, die den natürlichen Hormonhaushalt oder Zyklus beeinträchtigen, sollte vor Verwendung des Sets ein Arzt konsultiert werden.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.