

Mit dem neuen Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 51 Blutdruck und Herzrhythmus im Blick

Ulm, 25. Februar 2021 – Laut Informationen der Deutschen Hochdruckliga ist Bluthochdruck der Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland leidet etwa jeder dritte Erwachsene an Hypertonie, bei den über 70-Jährigen sind es sogar drei von vier Personen. Tückisch ist, dass sich Hypertonie in der Regel nicht durch bestimmte Symptome bemerkbar macht. Deshalb ist eine regelmäßige Selbstkontrolle empfehlenswert. Beurer hat ein neues Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit innovativen Funktionen für eine präzise Messung im Sortiment.



Mit dem neuen BC 51 wird eine optimale Selbstkontrolle beim Blutdruckmessen zu Hause ermöglicht. Das Gerät besitzt eine Positionierungsanzeige, die für Präzision und sichere Ergebnisse sorgt. Während des Blutdruckmessens ist durch eine grüne bzw. rote Farbmarkierung ersichtlich, ob

die Messung korrekt am Handgelenk auf Herzhöhe durchgeführt wird. Der Anwender kann seinen Arm somit schon zum Messbeginn richtig positionieren, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Mit der Beurer Inflation-Technology erfolgt die Messung schnell und komfortabel bereits während des Aufpumpens. Der Risiko-Indikator, eine farbige Skala zur Einstufung der Ergebnisse, hilft dem Nutzer bei der Interpretation der gemessenen Werte. Auf dem praktischen XL-Display kann der Blutdruckwert unmittelbar nach der Messung gut abgelesen werden. Das Gerät verfügt über zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte. Der Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. der Mittelwert des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage kann ebenfalls angezeigt werden – für eine langfristige Beobachtung. Mit der Arrhythmie-Erkennung werden außerdem auch mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus ermittelt. Die Messgenauigkeit des BC 51 ist von der European Society of Hypertension (ESH) klinisch validiert.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BC 51: 49,99 € (UVP), ab März 2021, 5 Jahre Garantie

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Spannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.