

Blutdruck und EKG: Komplett-Check der Herzgesundheit mit dem neuen BM 96 Cardio

Ulm, 31. August 2021 – Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zählen zu den häufigsten Todesursachen. Gefährlich ist, dass die Symptome von Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen häufig lange Zeit unbemerkt bleiben. Umso wichtiger ist eine regelmäßige Kontrolle der Vitalwerte, denn ernste Herz-Kreislauf-Erkrankungen können sich durch Störungen im Herzrhythmus, wie dem gefürchteten Vorhofflimmern, ankündigen. Mit dem neuen BM 96 Cardio lassen sich auf Knopfdruck Blutdruck und Herzrhythmus überprüfen – die beiden wichtigsten Parameter der Herzgesundheit. Das praktische 2-in-1 Gerät macht die Messung der Werte zu Hause möglich und gibt Sicherheit bei der langfristigen Beobachtung.



Das BM 96 Cardio ermittelt Blutdruck- und Pulswerte durch eine vollautomatische Messung am Oberarm. Die Universal-manschette ist für Oberarmumfänge von 22-42 cm geeignet. Zur korrekten Positionierung verfügt das Gerät über eine Manschetten-sitzkontrolle. Die Inflation-Technologie bietet maximalen Messkomfort, denn die Messung erfolgt praktisch und schnell durch sanften Druckaufbau bereits während des Aufpumpens. Der integrierte Risiko-Indikator hilft bei der Interpretation der Ergebnisse und der patentierte Ruheindikator garantiert präzise Messwerte. Durch eine Symbolanzeige können Messfehler aufgrund von unzureichender Kreislaufruhe vermieden werden. Das BM 96 Cardio ermittelt den Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. den Mittelwert des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage. Die erweiterte Arrhythmie-Erkennung warnt außerdem bei Vorhofflimmern – einem wichtigen Indiz für die Prävention von Schlaganfällen, welches jedoch von Betroffenen durch die unspezifischen Symptome oft gar nicht oder zu spät als Warnsignal wahrgenommen wird.

Die Herzgesundheit im Blick: EKG-Funktion für die sichere Kontrolle

Das BM 96 Cardio kann nicht nur den Blutdruck messen, sondern hat auch eine 1-Kanal-EKG-Funktion. Mittels EKG-Stick ist eine Aufzeichnung des Herzrhythmus von 30-120 Sekunden und die Erstellung eines

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Elektrokardiogramms (EKG) möglich. Hierbei können Änderungen im Herzrhythmus rechtzeitig erkannt und weiterführende Untersuchungen durch einen Arzt vorgenommen werden.



Das BM 96 Cardio ist multifunktional einsetzbar. Es gibt drei verschiedene Messmethoden zur EKG-Analyse: rechter Zeigefinger-Brust, linker Zeigefinger-Brust oder linke Hand-rechte Hand. Je nach anwendungsspezifischer

Herzkonfiguration (Form des Herzens) findet sich für jeden Nutzer unter den genannten Messmethoden die geeignete Vorgehensweise. Der EKG-Stick kann nach der Messung einfach in der praktischen Aussparung am Gerät verstaut werden. Das Medizinprodukt besitzt zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte und lässt sich intuitiv über vier Sensor-Touch-Knöpfe bedienen. Alle Ergebnisse sind auf dem weiß beleuchteten XL-Display gut ablesbar. Die ermittelten Daten können auch gleich via Bluetooth® in die „beurer HealthManager“ App oder die neue „beurer HealthManager Pro“ App übertragen werden – perfekt für ein langfristiges Monitoring oder das nächste Arztgespräch.



Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BM 96 Cardio: 154,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten



Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie,

Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.