

Blutdruckwerte ermitteln, so einfach wie noch nie: Anlegen, Festdrehen, Messen!

Ulm, 25. April 2022 – In Deutschland gehört Bluthochdruck zu den wohl bekanntesten Volkskrankheiten. Laut der Deutschen Hochdruckliga wären etwa die Hälfte der Herzinfarkte und Schlaganfälle vermeidbar, wenn rechtzeitig Maßnahmen gegen einen zu hohen Blutdruck ergriffen werden würden. Eine regelmäßige Kontrolle der Werte kann erste Anzeichen von Hypertonie deutlich machen. Beurer präsentiert auf der HEPT 2022 mit dem neuen BM 81 easyLock ein Oberarm-Blutdruckmessgerät mit innovativer Manschette, welches Blutdruckmessen besonders einfach und unkompliziert möglich macht.

Mit dem BM 81 easyLock werden Manschette und Messgerät auf innovative Weise vereint, lästige Schläuche und Kabel gehören der Vergangenheit an. Die vollautomatische Blutdruckmessung am Oberarm geht dank des easyLock-Verschlusses unkompliziert und schnell. Die Manschette wird lediglich mit einem Handgriff über den Arm gezogen, am Oberarm platziert und festgedreht. Anschließend kann die Messung starten.

Perfekte All-in-One-Lösung

Der innovative Mechanismus des neuen Blutdruckmessgeräts sorgt für perfekte Passgenauigkeit und sicheren Halt während der Blutdruckmessung – ganz ohne Klettverschluss. Die integrierte Universal-Manschette ist jederzeit überall einsetzbar und für Oberarmumfänge von 24-40 cm geeignet. Die Manschettensitzkontrolle gibt dem Nutzer während der Messung über ein Ok-Symbol im Display Sicherheit, dass die Manschette korrekt angelegt ist. Die Inflation-Technology bietet zusätzlichen Messkomfort, denn die Ermittlung des Blutdrucks erfolgt mit sanften Druckaufbau bereits während des Aufpumpens. Der integrierte Risiko-Indikator vereinfacht durch die farbige LED-Skala die Interpretation der Ergebnisse. Das BM 81 easyLock ermittelt den Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. den Mittelwert des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage. Die Arrhythmie-Erkennung warnt zusätzlich bei Hinweisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus. Das Gerät besitzt zwei Benutzerspeicher für jeweils 120 Messwerte.

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de


Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Die Werte langfristig im Blick – Dank App-Anbindung

Alle Ergebnisse der Blutdruckmessung sind auf dem Schwarzdisplay gut ablesbar. Ist die *Bluetooth*[®]-Funktion aktiviert, so startet nach der Messung automatisch die Übertragung der Daten in die neue „beurer HealthManager Pro“ App – perfekt für eine langfristige Beobachtung oder den Austausch mit dem Arzt.



Die neue „beurer HealthManager Pro“ App ist ein Medizinprodukt und sorgt für ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement. Neben Blutdruckmessgeräten können auch weitere „Connect“-Produkte zum Beispiel aus den Bereichen Körpergewicht, Blutzucker, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaf, Körpertemperatur und Aktivität angebunden werden. Die Anwendungsmöglichkeiten werden durch erweiterte Features ergänzt, die zusätzliche Hilfestellungen und Sicherheit bieten. So erleichtert unter anderem der „beurer MyHeart“ Service einen gesünderen Lebensstil in den Alltag zu integrieren. Rezepte, Bewegungsübungen, tägliche Impulse und wissenswerte Beiträge begleiten den Nutzer auf dem persönlichen Weg in eine gesunde Zukunft.

Weitere Informationen zur HEPT gibt es unter www.hept.de.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BM 81 easyLock: 151,49 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten



Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.