

Livestream-Event 2022: Schritt für Schritt zum Wunschgewicht

Ulm, 12. Juli 2022 – Wenn es in die warme Jahreszeit geht, wird bei vielen Menschen der Wunsch nach der Strandfigur geweckt, andere möchten einfach ihr Gewicht halten. Um sein Ziel zu erreichen, ist es wichtig, sich ausreichend zu bewegen, auf die Ernährung zu achten und seine Körperwerte im Blick zu behalten. Die neuen Diagnosewaagen BF 880 WIFI und BF 980 WIFI mit Appanbindung an den „beurer HealthManager Pro“ schaffen den perfekten Überblick über die aktuellen Körperwerte.

Wer sein Gewicht halten möchte, sollte auf eine ausgewogene Energiebilanz achten. Wenn die Pfunde purzeln sollen, konzentrieren sich viele Menschen auf eine Ernährungsumstellung. In jedem Fall sollte eine gewisse Portion Bewegung und Sport nicht außer Acht gelassen werden. Für alle, die ihre Gewohnheiten umstellen möchten gilt: Je einfacher sich eine Anpassung in das alltägliche Leben integrieren lässt, desto schneller wird sie auch umgesetzt.

Für jeden, der auf sein Gewicht und seine Körperwerte achtet, bieten die neuen WIFI / Bluetooth® **Diagnosewaagen BF 980 und BF 880** von Beurer die optimale Unterstützung. Schnell und einfach eingerichtet sind die beiden Waagen durch die integrierte Bluetooth®-Anbindung, die WIFI-Verbindung sorgt für eine nahtlose automatische Datenübertragung bereits während des Wiegevorgangs. Die Waagen zeigen Körpergewicht, -fett, Muskelanteil und BMI an. Die Waage BF 980 WIFI kann zudem die Herzfrequenz messen. In der kostenlosen App „beurer HealthManager Pro“ werden weitere Werte wie das metabolische Alter, Körperwasser, Kalorien BMR/AMR und der Knochenmineralanteil angezeigt.



Die **Diagnosewaage BF 980 WIFI** hat eine extra große Trittpläche von 35 x 30 cm aus Sicherheitsglas, welches für die Impedanzanalyse ITO** beschichtet ist. Der integrierte Akku, der sich via

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



mitgeliefertem USB-C-Kabel wieder aufladen lässt, macht einen Batteriewechsel überflüssig. Die **Diagnosewaage BF 880 WIFI** besticht durch ihre titanbeschichteten Edelstahl Elektroden in geschwärzter Optik, die Größe der Trittpläche beträgt 30 x 30 cm. Beide Waagen lassen sich auch ohne App dank übersichtlicher Tasten bedienen. Die Tragkraft liegt jeweils bei 180 kg, zudem verfügen beide Modelle über eine Überlastungsanzeige, fünf Aktivitätsgrade und acht Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung. Die App „beurer HealthManager Pro“ verschafft dank Analyseaufzeichnungen und grafischer Auswertungen jedem Anwender einen umfangreichen Überblick über die Erfolge des Vorhabens.



Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BF 980 WIFI: 123,99 € (UVP), verfügbar ab Juli 2022, 5 Jahre Garantie

BF 880 WIFI: 69,99 € (UVP), verfügbar ab Januar 2023, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

**Indium Zinn Oxid

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.