

Einfach innovativ: Stressfrei und schnell den Blutdruck messen mit dem BM 81 easyLock

Ulm, 2. September 2022 – Bluthochdruck gehört zu den häufigsten Volkskrankheiten und kann unbehandelt schwere gesundheitliche Folgen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen. Beurer präsentiert auf der IFA 2022 das Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 81 easyLock, welches die Kontrolle der Blutdruckwerte besonders einfach und unkompliziert möglich macht. Ohne Schläuche, ohne Kabel, ohne Stress – einfach messen mithilfe des innovativen easyLock-Verschlussystems.

Der Clou: mit dem BM 81 easyLock werden Manschette und Messgerät auf innovative Weise vereint, lästige Schläuche und Kabel gehören der Vergangenheit an. Die vollautomatische Blutdruckmessung am Oberarm geht dank des easyLock-Verschlusses unkompliziert und schnell. Die Manschette wird lediglich mit einem Handgriff über den Arm gezogen, am Oberarm platziert und festgedreht. Anschließend kann die Messung starten.



1. Anlegen



2. Festdrehen



3. Messen

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

Der innovative Mechanismus des neuen Blutdruckmessgeräts sorgt für perfekte Passgenauigkeit und sicheren Halt während der Blutdruckmessung. Die integrierte Universal-Manschette ist für Oberarmumfänge von 24-40 cm geeignet. Die Manschettensitzkontrolle gibt dem Nutzer während der Messung über ein Ok-Symbol im Display Sicherheit, dass die Manschette korrekt angelegt ist. Die Inflation-Technology bietet zusätzlichen Messkomfort, denn die Ermittlung des Blutdrucks erfolgt mit sanften Druckaufbau bereits während des Aufpumpens. Der integrierte Risiko-Indikator vereinfacht durch die farbige LED-Skala die Interpretation der Ergebnisse. Das BM 81 easyLock ermittelt den Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. den Mittelwert

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage. Die Arrhythmie-Erkennung warnt zusätzlich bei Hinweisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus. Das Gerät besitzt zwei Benutzerspeicher für jeweils 120 Messwerte. Alle Ergebnisse der Blutdruckmessung sind auf dem Schwarzdisplay gut ablesbar.

Smarte All-in-One-Lösung – Dank App-Anbindung



Die gemessenen Werte lassen sich automatisch via *Bluetooth*® in die neue „beurer HealthManager Pro“ App übertragen – perfekt für eine langfristige Beobachtung oder den Austausch mit dem Arzt. Die neue Medizinprodukt-App sorgt für ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement. Die Anwendungsmöglichkeiten werden durch erweiterte Features ergänzt, wie zum Beispiel dem „**beurer MyHeart**“ **Service**. Mit Rezepten, Bewegungsübungen, täglichen Impulsen und wissenswerten Beiträgen begleitet das Programm den Nutzer auf dem persönlichen Weg zu einem gesünderen Lebensstil.

Blutdruckmessgerät mit geprüfter Sicherheit

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. prüft auf Antrag der Gerätehersteller regelmäßig Blutdruckmessgeräte und verleiht ein Prüfsiegel für deren Messgenauigkeit. Die Tests finden durch unabhängige Institute statt und geben dem Nutzer Orientierung bei der Geräteauswahl. Das BM 81 easyLock hat kürzlich das DHL-Prüfsiegel erhalten und gilt damit als besonders präzise und klinisch valide.



Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BM 81 easyLock: 151,49 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Zur IFA 2022 stellt Beurer Neuheiten in verschiedenen Produktbereichen vor. Alle Highlights sind vom **2. bis 6. September 2022** in **Halle 4.1 Stand 212** zu sehen.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in

Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.