



EC 70 SafePlus: Für mehr Sicherheit im Alltag

Ulm, 13. November 2023 – Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer präsentiert im Rahmen der MEDICA ein Notfallprodukt, das unter anderem altersschwache Senioren oder Menschen mit einem Handicap in Alltagssituationen mehr Sicherheit bietet. Das Notfallarmband EC 70 SafePlus ist ein Armband mit Sturzerkennung und ermöglicht dem Träger ein selbstständiges Leben sowie Sicherheit im Notfall – zu Hause und unterwegs!

Der Helfer am Handgelenk informiert im Fall eines Sturzes automatisch bis zu sechs Notfallkontakte. Ermöglicht wird dies durch eine, im Gerät integrierte, automatische Sturzerkennung mit Notrufsfunktion. Durch die Anbindung an die App „caera“ werden bis zu sechs hinterlegte Personen informiert. Ebenfalls kann der Träger selbst per Knopfdruck einen Notfall manuell auslösen. **Der Clou:** Der Träger selbst benötigt dazu kein eigenes Smartphone. Es reicht lediglich, den Einrichtungsprozess über ein Smartphone bspw. das eines Angehörigen vorzunehmen!

4 Schritte von der Notsituation zur schnellen Hilfe

- 1. Eintreten der Notfallsituation.** Sobald ein Sturz automatisch erkannt oder der Träger selbst per Knopfdruck einen Notfall auslöst, werden hinterlegte Notfallkontakte informiert.
- 2. Benachrichtigung der Notfallkontakte oder „NotfallPlus“.**
Bis zu 6 Notfallkontakte werden über die App „caera“ gleichzeitig informiert.
Wer keine Notfallkontakte in der Nähe hat oder diese temporär verreist sind, für den bietet sich das zubuchbare Abomodell „NotfallPlus“ an - ein professioneller 24-Stunden-Notrufdienst.
- 3. Kontaktaufnahme zum Träger.** Der Notfallkontakt kann in der App das Armband direkt anrufen und mit dem Hilfebedürftigen sprechen.
- 4. Schnelle Hilfe vor Ort.** In der App „caera“ können sich die Notfallkontakte per Chat austauschen und hier ggf. Entwarnung geben. Der Standort des Armbandträgers wird in der Notfallsituation übermittelt und kann ein schnelles Auffinden ermöglichen.

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
Anke Niess
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Moderne Alternative zum Notfallknopf

Anders als bei einem klassischen Hausnotruf kann das mobile Armband dank integrierter Roaming SIM-Karte und 2G-Mobilfunktechnologie sowohl zu Hause als auch unterwegs genutzt und im Notfall geortet und angerufen werden.

- **Angenehmes Tragegefühl:** Das Armband besteht aus medizinischem Silikon und kann auch nachts angenehm getragen werden. Es ist wasserfest (IP 67) und muss daher zum Duschen oder Baden nicht abgenommen werden.
- **Einfaches Anlegen:** Die Edelstahl-Faltschließe kann mit nur einer Hand geöffnet und geschlossen werden.
- **Lange Akkulaufzeit:** Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 21 Tage; der Akku ist innerhalb von 2 Stunden vollständig geladen. Das Notfallarmband kann unkompliziert in die magnetische Ladeschale eingesetzt werden. Updates werden dabei automatisch durchgeführt.
- **Eine Notfalltaste für eine umfangreiche Bedienung:** Per Knopfdruck wird ein Notruf an die Notfallkontakte oder den professionellen Notrufdienst abgegeben. Je nach Bedienung der Taste, kann aber auch der Akkustand oder die Netzqualität überprüft werden. Das Ein- und Ausschalten gelingt ebenfalls über diese Taste.
- **LED-Anzeige:** LEDs informieren während des Ladevorgangs über den aktuellen Ladestand. Während des Notrufs informieren die LEDs anhand verschiedener Farben über den Übermittlungstatus.



Unter folgenden Links sind das [Imagevideo](#), ein [Einrichtungsvideo](#) und die [Themenseite](#) zu finden.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

EC 70: 249,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

App „caera“, Basispaket: monatlich 17,95 € mit bis zu 6 Notfallkontakten

App „caera“, professioneller 24-Stunden-Notrufdienst „NotfallPlus“: monatlich 14,95 €, zusätzlich zum Basispaket

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Alle Beurer Highlights sind auf dem MEDICA Messestand vom **13. bis 16. November 2023** in **Halle 10 am Stand D20** zu sehen.

Informationen zu weiteren MEDICA Highlights gibt es im [Pressebereich](#).

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Wärmeprodukte, Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftbefeuchter, Luftwäscher, ein Meeresklimagerät, Ventilatoren, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, eine Reanimationshilfe, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, Insektenstichheiler, Lichtwecker, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, Bart- und Körperpflegeprodukte für Männer, eine Babycare Linie, Basalthermometer, ein Fertilitätsset, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.