

## Besser durchschlafen mit dem Beurer Experten-Sortiment „SleepLine“

Ulm, 31. August 2016 – Für die Gesundheit ist ein erholsamer Schlaf ebenso wichtig wie eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung. Während des Schlafs können unbewusste Störungen auftreten. Atemaussetzer, Zähneknirschen oder Schnarchen werden oftmals nicht wahrgenommen, können den Alltag aber negativ beeinflussen. Trotz viel Schlaf fühlen sich Betroffene oftmals müde und schlapp. Mit dem Experten-Sortiment „SleepLine“ stellt Beurer im Rahmen der IFA 2016 innovative Produkte vor, die ein besseres Durchschlafen ermöglichen.

### Besser durchschlafen mit dem Beurer Experten-Sortiment „SleepLine“

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten hilft Beurer bei einem erholsamen, ruhigen Schlaf. Unterstützend wirken hierbei der Schlafsensor SE 80 SleepExpert, der Schnarchstopper SL 70, der Luftbefeuchter LB 37, der Luftreiniger LR 200 sowie das Thermo-Hygrometer HM 55

#### Schlafsensor - SE 80 SleepExpert

Der **kontaktlose Schlafsensor** SE 80 SleepExpert wird unter der Matratze platziert. Er zeichnet präzise die Herzfrequenz, Atemfrequenz und Bewegung auf. Daraus werden dann die **Schlafphasen ermittelt**. Alle gemessenen Werte werden in der Beurer **SleepExpert App** übersichtlich aufbereitet dargestellt und durch Tipps ergänzt. Durch diese Auswertungen ist die Schlafbeurteilung nicht mehr subjektiv. Die **Schlafqualität** kann durch individuelle Veränderung schlafbeeinflussender Parameter **verbessert werden**. Daneben ermöglicht die **Fresh Wake-Funktion** ein Wecken in der richtigen Schlafphase für ein erholtetes Aufwachen.

#### Schnarchstopper – SL 70

Neben dem Raumklima beeinflussen auch Geräusche das Durchschlafen. Schnarchen ist hierbei oftmals ein Störfaktor. Nicht nur die eigene Schlafqualität und Gesundheit wird hierdurch gefährdet, auch die des Partners wird beeinträchtigt. Der Schnarchstopper SL 70 dient der sanften **Schnarchtherapie**. Er wird **am Ohr fixiert** und schmiegt sich perfekt an

**Beurer GmbH**  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm  
Tel. 0731/3989-0  
Fax 0731/3989-295

**Beurer Austria GmbH**  
Franz-Hönig-Straße 7  
4910 Ried im Innkreis

**Ansprechpartner**  
Anke Großhable  
Teresa Schellhorn  
[presse@beurer.de](mailto:presse@beurer.de)

**Website:**  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

**Social Media:**



die Ohrmuschel an. Durch **Ton- und Vibrationsimpulse** im Ohr wird das **Schnarchen wirkungsvoll unterbrochen** bzw. gleich zu Beginn vermieden. Die Impulsintensität ist hierbei einstellbar. Das Gerät ist *Bluetooth*<sup>®</sup>-fähig. Die kostenlose Beurer **SleepQuiet App** bietet die Möglichkeit einer präzisen **Schnarchanalyse**.

### **Luftbefeuchter – LB 37**

Der Luftbefeuchter LB 37 überzeugt durch seinen **Nachtmodus**, der einen leisen Betrieb ohne störende Beleuchtung ermöglicht. Zu trockene Raumluft kann den Schlaf stören. Mit der Ultraschall-Befeuchtungstechnologie des LB 37 kann die **optimale Luftfeuchtigkeit** einfach und geräuscharm erreicht werden. Die Befeuchtungsleistung beträgt max. 200 Milliliter pro Stunde, die Tankgröße umfasst zwei Liter. Der Betrieb ist in **zwei Stufen** möglich. Der LB 37 ist für Raumgrößen bis 20 Quadratmeter geeignet.



### **Luftreiniger – LR 200**

Eine gute Luftqualität erleichtert das Durchschlafen. Der Luftreiniger LR 200 erzielt dank **dreischichtigem Filtersystem** eine Filterleistung von bis zu 99,5 Prozent. Durch die zuschaltbare **Ionen-Funktion** ist eine **zusätzliche Luftreinigung** möglich. Der Betrieb kann in drei Stufen geregelt werden. Der LR 200 ist für Raumgrößen bis 15 Quadratmeter geeignet. Durch den **Nachtmodus** mit leisem Betrieb und gedimmten Bedienpanel kann das Gerät problemlos während der Schlafzeit genutzt werden. Vorfilter und Kombifilter (HEPA + Aktivkohle) sind als Nachkauf Set erhältlich.



### **Thermo-Hygrometer – HM 55**

Bei der **Beurteilung des optimalen Schlaf-Raumklimas** hilft das Thermo-Hygrometer HM 55. Es zeigt die aktuelle Uhrzeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an. Daneben gibt der **Raumklima-Indikator** über Farbanzeige eine **schnelle Einordnung** der Raumluftqualität. Die Referenzwerte sind individuell einstellbar. Die **kleine, elegante Form** des HM 55 ermöglicht eine unauffällige Kontrolle des Raumklimas. Das Gerät ist *Bluetooth*<sup>®</sup>-fähig und ist mit der Beurer **FreshRoom App** kompatibel.



## Die Bedeutung von Schlaf

Jeder Mensch schläft rund **ein Drittel seines Lebens**. Schlaf ist deshalb so wichtig, weil er der **Erholung sämtlicher Körperfunktionen** dient. **Schlafstörungen** können beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes oder Depressionen zur Folge haben. Das Beurer Experten-Sortiment „SleepLine“ bietet ein abgerundetes Portfolio für einen gesunden Schlaf und einen aktiven Tag.

## Preis (UVP), Verfügbarkeit und Garantie

SL 70: 149,99 € (UVP), ab 2017, 3 Jahre Garantie

SE 80: 199,99 € (UVP), ab sofort, 3 Jahre Garantie

LB 37: 69,99 € (UVP), ab Oktober 2016, 3 Jahre Garantie

LR 200: 169,99 € (UVP), ab November 2016, 3 Jahre Garantie

HM 55: 49,99 € (UVP), ab Januar 2017, 3 Jahre Garantie

Zur IFA 2016 stellt Beurer über 60 Neuheiten in allen Produktbereichen vor. Alle Highlights sind auf dem Beurer vom **2.-7. September 2016** in **Halle 4.1 Stand 212** zu sehen.

## Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare, und HairCare Produkte, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*<sup>®</sup> ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com) , [www.beurer-medical.de](http://www.beurer-medical.de) und [www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)