

Auszeit vom Alltag mit Beurer To Go Massagegeräten

Ulm, 31. August 2016 – Entspannung für Zwischendurch: Mit den Massageprodukten To Go bietet Beurer für jede Gelegenheit das passende Produkt. Die Massage-Neuheiten Shiatsu-Massagekissen MG 520 To Go und Klopf-Massagegerät MG 510 To Go werden im Rahmen der IFA 2016 vorgestellt.



To Go-Produktserie

Massageprodukte für jede Gelegenheit

Die neuen Beurer To Go-Massagegeräte sind dank des leistungsstarken Lithium-Ionen Akkus mit ca. 2 Stunden Laufzeit flexibel einsetzbar.

Ein Einsatz zur Entspannung der Muskulatur in der Mittagspause ist ebenso möglich wie zur Regeneration nach dem Sport.

Shiatsu-Massagekissen MG 520 To Go – vielseitig einsetzbar

Der Anwendungsbereich des MG 520 To Go umfasst Schultern, Nacken, Rücken und Beine. Die Steckschnalle ermöglicht einen **flexiblen Einsatz** bei gleichzeitig **fester Fixierung**. Durch die an der Schnalle angebrachten Haltegriffe kann die **Massagestärke manuell reguliert** werden. Vier **weitenverstellbare Shiatsu Massageknöpfe** rotieren jeweils paarweise. Die Anpassung der Weite erfolgt über ein Drehrad. Über das Bedienelement können zudem **Licht- und Wärmefunktion** sowie **Rechts- und Linkslauf** eingestellt werden. Das Gerät ist mit einer Akku- und Ladeanzeige sowie einer **Abschaltautomatik** ausgestattet. Die Oberfläche besteht aus atmungsaktivem Mesh. Die Leistungstärke beträgt 30 Watt.



Klopf-Massagegerät MG 510 To Go – mit abnehmbarem Handteil

Das MG 510 To Go spendet eine **tiefenwirksame, wohltuende Klopfmassage**. Die Massageintensität ist in fünf Stufen einstellbar, zusätzlich kann eine Wärmefunktion aktiviert werden.



Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Tel. 0731/3989-0
Fax 0731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis

Ansprechpartner
Anke Großhable
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website:
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media:



Die Funktionsanzeige ist farbig hinterlegt. Weitere Anpassungen können durch vier **auswechselbare Massageaufsätze** mit Drehfixierung vorgenommen werden: Wärmeaufsatz, Kälteaufsatz, Softausatz und Trigger-Punkt Aufsatz. Der Handgriff ist abnehmbar, sodass das Handteil in jede Tasche passt und ohne lästiges Kabel genutzt werden kann. Das Gerät ist mit einer Akku- und Ladeanzeige sowie einer **Abschaltautomatik** ausgestattet. Die Leistungsstärke beträgt 22,5 Watt.

Preis (UVP), Verfügbarkeit und Garantie

MG 520: 129,99 € (UVP), ab November 2016, 3 Jahre Garantie

MG 510: 129,99 € (UVP), ab Januar 2017, 3 Jahre Garantie

Zur IFA 2016 stellt Beurer über 60 Neuheiten in allen Produktbereichen vor. Alle Highlights sind auf dem Beurer vom **2.-7. September 2016** in **Halle 4.1 Stand 212** zu sehen.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare, und HairCare Produkte, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com, www.beurer-medical.de und www.beurer-gesundheitsratgeber.com