

Modernes Gesundheitsmanagement mit dem Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 85

Ulm, 14. November 2016 – Mit dem extra-flachen Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 85 stellt Beurer auf der MEDICA 2016 eine innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät vor. Die vom BC 85 ermittelten Werte können zur weiteren Auswertung unkompliziert in die Beurer HealthManager App oder Software übertragen werden.

Zur korrekten Messung muss sich die Manschette des BC 85 auf Herzhöhe befinden. Eine **Positionierungsanzeige** erleichtert die richtige Haltung. Die Manschettengröße ist für **Handgelenksumfänge von 13,5 - 23 cm** geeignet.

Die Messung erfolgt automatisch beim Aufpumpen und ist dadurch schnell und komfortabel. Im **XL-Display** erhält der Nutzer nach der erfolgreichen Messung eine sofortige Einordnung seiner Werte anhand einer **farbigen Skala**. Das Medizinprodukt ist mit einer **Arrhythmie-Erkennung** ausgestattet und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen. Bei Anwendungsfehlern erhält der Nutzer eine Meldung. Auch Datum und Uhrzeit werden angezeigt und mit dem Messwert abgespeichert. Es stehen **2 x 60 Speicherplätze** zur Verfügung. Der Nutzer kann die Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage abrufen.

Über eine **USB-Schnittstelle** können die Messwerte bequem an den PC übertragen werden. Dort sind weitere Auswertungen mit der kostenlos erhältlichen **HealthManager Software** möglich. Alternativ kann eine Übertragung via **Bluetooth®** in die kostenfreie Beurer **HealthManager App** erfolgen.

Die Produktmaße betragen 97 x 68 x 22 mm. Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Aufbewahrungsbox.

Preis (UVP), Verfügbarkeit und Garantie

BC 85: 74,99 € (UVP), ab Dezember 2016 im Fachhandel, 3 Jahre Garantie

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Tel. +49-731/3989-0
Fax +49-731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anke Großhable
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website:
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media:



**Beurer auf der MEDICA:
Halle 12, Stand A31**



Zur MEDICA 2016 stellt Beurer Neuheiten aus den Bereichen Schlaf, Blutdruck, Blutzucker und Fieber vor. Alle Highlights sind auf dem Beurer Stand vom **14. - 17. November 2016 in Halle 12, Stand A31** zu sehen.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare, und HairCare Produkte, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*® ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com, www.beurer-medical.de und www.beurer-gesundheitsratgeber.com