



Kontaktlose Fiebermessung mit farbigem Temperaturindikator

Ulm, 12. November 2017 – Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer stellt im Rahmen der MEDICA 2017 sein neues kontaktloses Fieberthermometer FT 100 vor. In Sekundenschnelle wird die Körpertemperatur gemessen und die Werte mit einem LED-Fieberalarm inklusive Farbinterpretation angezeigt. So einfach geht moderne Körpertemperaturmessung heute!

Messung der Körper-, Umgebungs- und Objekttemperatur, das alles ist mit dem neuen kontaktlosen Fieberthermometer FT 100 möglich. Dabei verfügt das innovative Medizinprodukt über zwei Besonderheiten. Zum einen der Abstandssensor, der die Messung automatisch startet, wenn der Messabstand vier bis sechs Zentimeter beträgt und zum anderen der farbige LED-Fieberindikator, der je nach Messergebnis grün, gelb oder rot leuchtet.

Bei Messende ertönt ein abschaltbarer Signalton. Durch das blau beleuchtete XL-Display sind die Messungen perfekt ablesbar. Bis zu 60 Speicherplätze für die Körpertemperatur stehen dem Anwender dabei zur Verfügung.

Preis (UVP) und Garantie*

FT 100: 74,99 € (UVP), 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten

Mehr Informationen zu den Beurer Fieberthermometern erhalten Besucher auf dem **Beurer MEDICA Stand in Halle 12 Stand E59.**

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, Kosmetikspiegel,

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media





beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com, www.beurer-medical.de und www.beurer-gesundheitsratgeber.com