



Neue Inhalatoren: Flüsterleise, klein und leicht

Ulm, 12. November 2017 – Passend zur MEDICA 2017 präsentiert Beurer mit den neuen Inhalatoren IH 55 und IH 60 zwei Medizinprodukte, die in der Anwendung besonders leise und handlich sind.

Die beiden neuen Inhalatoren werden zur schnellen und effektiven Behandlung der oberen und unteren Atemwege bei Erkältungen, Asthma und weiteren Atemwegserkrankungen verwendet. Die hohe Verneblungsleistung von ca. 0,25 ml/min. erlaubt eine kurze Inhalationszeit. Zudem sind beide Geräte in der Anwendung flüsterleise und nach der Anwendung desinfektionsfähig.

Inhalator IH 60 mit Akku

Mittels Kompressor-Drucklufttechnologie können mit dem IH 60 flüssige Medikamente optimal vernebelt werden. Besonders praktisch für zuhause und unterwegs ist hierbei der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku. Zum Lieferumfang gehören neben dem Vernebler, passendem Druckluftschlauch, Filter, diversen Aufsätzen wie Mund- und Nasenstück, Erwachsenen- und Kindermaske auch ein USB-Netzteil mit Kabel sowie eine Aufbewahrungs- und Tragetasche.

Inhalator IH 55 mit Selbstreinigungsfunktion

Der IH 55 arbeitet mit Schwingmembran-Technologie und vernebelt auch flüssige Medikamente schnell und effektiv. Durch die kompakte Größe ist der Inhalator auch ideal für Kinder oder auf Reisen mitzunehmen. Besonders praktisch ist die Selbstreinigungsfunktion, die dabei hilft eventuell vorhandene Rückstände aus der Membran zu entfernen. Dies macht die Reinigung deutlich komfortabler. Neben dem Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter werden ein Mundstück, eine Erwachsenen- und Kindermaske sowie eine Aufbewahrungsbox und ein Netzteil mitgeliefert.

Preis (UVP), Verfügbarkeit und Garantie*

IH 60: 89,99 € (UVP), ab November 2017 verfügbar, 3 Jahre Garantie

IH 55: 99,99 € (UVP), ab sofort verfügbar, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media





beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

Mehr Informationen zu den Beurer Inhalatoren erhalten Besucher auf dem **Beurer MEDICA Stand in Halle 12 Stand E59.**

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com, www.beurer-medical.de und www.beurer-gesundheitsratgeber.com