

Beurer Schnarchstopper gewinnt Red Dot Award

Ulm, 3. April 2017 – Der innovative Beurer Schnarchstopper SL 70 wurde im Red Dot Award: Product Design 2017 ausgezeichnet. Die hochkarätige Jury war mit rund 40 Designexperten aus der ganzen Welt besetzt. Der Award ist einer der anerkanntesten Designwettbewerbe der Welt und die begehrte Auszeichnung „Red Dot“ ein international hochgeachtetes Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität.

Schnarchstopper SL 70



reddot award 2017
winner

Der SL 70 dient der **sanften Schnarchtherapie**. Erkennt er ein Schnarchgeräusch mittels Erfassung von Ton und Körperschall, so sendet er **Ton- und/oder Vibrationsimpulse**. Als Reaktion darauf **festigt sich die Halsmuskulatur und die Atemwege öffnen sich**. Die Atmung beruhigt sich und die Schnarchlaute nehmen ab. Zusätzlich kann es zu einer Veränderung der Liegeposition kommen. Das Gerät erkennt von selbst, ab welcher Impulsintensität der Betroffene reagiert und stellt diese automatisch ein. Die maximale Impulsintensität ist jedoch manuell über die **kompatible „beurer SleepQuiet“ App** einstellbar. Die App informiert zudem über wichtige Größen wie die durchschnittliche Anzahl der Schnarcher pro Stunde oder die Lautstärke des lautesten Schnarchers der Nacht. Grafiken ermöglichen eine Beobachtung der Schnarchentwicklung (Nacht/Woche/Monat). Mit Hilfe der Tagebuchfunktion können mögliche Ursachen des Schnarchens erkannt und behoben werden. Die Datenübertragung zwischen Gerät und App erfolgt über *Bluetooth®* low energy technology.

Preis (UVP), Verfügbarkeit und Garantie*

SL 70: 149,99 € (UVP), ab April 2017, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anke Großhable
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com, www.beurer-medical.de und www.beurer-gesundheitsratgeber.com