



# Menstrual Relax +

## TENS & Wärme Pad



Mit transkutaner elektrischer Nervenstimulation (TENS) zur Linderung von Menstruationsschmerzen



Flexibel und bequem - für alle Körperformen geeignet



Wärmefunktion



Linderung von Menstruationsschmerzen mit TENS und Wärme

Linderung von Schmerzen aus Endometriose (schmerzhafte, chronische Erkrankung von Frauen)

Größere Form und Wärmefläche für das Plus an Wärme

Für unterwegs und zuhause

2 in 1: Wärme und TENS-Funktion

Medikamentfreie Schmerzlinderung

Soft, flexibel und diskret - Anschmiegsam an die Körperform

1 Wärmeprogramm (43 °C), 15 TENS-Intensitätsstufen

Wärme und TENS separat schaltbar

LED-Anzeige der eingestellten Funktion

Pro Akkuladung bis zu 6 Anwendungen (6 x 20 min)

Anwendungsdauer: 20 min

Abschaltautomatik und Sicherheitsabschaltung

Inkl. 4 selbsthaftenden Gel-Pads und Aufbewahrungstasche

Wiederverwendbar

Anzeige bei zu niedrigem Akkustand

Wiederaufladbar (inkl. USB-Kabel)

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): ca. 235 x 115 x 20 mm

Produktgewicht: ca. 82 g

5 Jahre Garantie

PZN: 18269582

VE: 6 / Transportkarton: 8 x 6

EAN-Nr.: 4211125100599

Art.-Nr.: 100.59

