



# PelviStrong

## Beckenboden-Trainingshilfe



Hergestellt in Deutschland



Regelmäßiges Training kann den Beckenboden stärken



Drei gleich große Konen  
mit unterschiedlichen Gewichten



3 tamponförmige Konen mit unterschiedlichem Gewicht:  
28 g, 52 g, 71 g

Inkl. Übungen mit Trainingsanweisungen

Angenehme, glatte Oberfläche bietet leichte Reinigung nach der Anwendung

Produktmaße (LxB): 51x23 mm

Produktgewicht:

türkis: 28 g

tannengrün: 52 g

nachtblau: 71 g

VE: 6 / Transportkarton: 4 x 6

PZN: 18900218

EAN-Nr.: 4211125 79072 1

Art.-Nr.: 790.72