



OT 20
BasalControl Basic

beurer
Woman's Life

BasalControl Basic



Basalthermometer



Verwendbar in Verbindung mit der App "Ovy"
(manuelle Eintragung der Temperatur)



Kalkulation des Zyklus für die
natürliche Familienplanung



Flexible Messspitze



Digitales Basalthermometer

Messung der Basaltemperatur

Anzeige von 2 Nachkommastellen

Geeignet für die orale und vaginale Messung

Messgenauigkeit:
 $\pm 0,05 \text{ }^\circ\text{C}$: $35,00 \text{ }^\circ\text{C}$ - $38,00 \text{ }^\circ\text{C}$ bei einer Umgebungstemperatur
von $18 \text{ }^\circ\text{C}$ - $28 \text{ }^\circ\text{C}$;
außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches $\pm 0,1 \text{ }^\circ\text{C}$

Messbereich: $32,00$ - $42,99 \text{ }^\circ\text{C}$

Wasserdicht

Desinfektionsfähig

1 Speicherplatz

Signalton bei Messende

Extra großes Display

Mit Aufbewahrungskappe

Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Anzeige von $^\circ\text{C}$

Produktmaße (LxBxH): $142 \times 23 \times 13 \text{ mm}$

Produktgewicht: ca. $12,9 \text{ g}$ (inkl. Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN: 14382962

VE: 20 / Transportkarton: 9×20

EAN-Nr.: 4211125 79138 4

Art.-Nr.: 791.38