



OT 20  
BasalControl Basic

beurer  
Woman's Life

# BasalControl Basic



## Basalthermometer



Verwendbar in Verbindung mit der App "Ovy"  
(manuelle Eintragung der Temperatur)



Kalkulation des Zyklus für die  
natürliche Familienplanung



Flexible Messspitze



Digitales Basalthermometer

Messung der Basaltemperatur

Anzeige von 2 Nachkommastellen

Geeignet für die orale und vaginale Messung

Messgenauigkeit:  
 $\pm 0,05 \text{ }^\circ\text{C}$ :  $35,00 \text{ }^\circ\text{C} - 38,00 \text{ }^\circ\text{C}$  bei einer Umgebungstemperatur  
von  $18 \text{ }^\circ\text{C} - 28 \text{ }^\circ\text{C}$ ;  
außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches  $\pm 0,1 \text{ }^\circ\text{C}$

Messbereich:  $32,00 - 42,99 \text{ }^\circ\text{C}$

Wasserdicht

Desinfektionsfähig

1 Speicherplatz

Signalton bei Messende

Extra großes Display

Mit Aufbewahrungskappe

Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Anzeige von  $^\circ\text{C}$

Produktmaße (LxBxH):  $142 \times 23 \times 13 \text{ mm}$

Produktgewicht: ca.  $12,9 \text{ g}$  (inkl. Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN: 14382962

VE: 20 / Transportkarton:  $9 \times 20$

EAN-Nr.: 4211125 79138 4

Art.-Nr.: 791.38