



HealthManager
Pro

beurer
connect

beurer HealthManager Pro

beurer
CONNECT



Ganzheitliches Gesundheitsbild einfach erstellen und stets im Blick behalten



Medizinprodukt-App nach den Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien



Jetzt die App „beurer HealthManager Pro“ kostenlos herunterladen!

HealthManager Pro

All-in-One-Lösung: App mit über 30 Beurer Connect-Produkten aus den Kategorien Aktivität, Blutdruck, Blutzucker, EKG, Gewicht, Pulsoxy, Temperatur und Trinken kombinierbar

Medizinprodukt-App nach den Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien

Modernes Design und intuitive Bedienung

App-Daten umziehen: Übertragung der Daten von der alten App „beurer HealthManager“ in die neue App „beurer HealthManager Pro“

„beurer MyHeart“: begleitendes Programm auf dem Weg zu einem gesünderen Lebensstil (kostenpflichtiger Zusatzservice)

„beurer MyCardio Pro“: EKG-Messungen einfach zu Hause analysieren lassen (kostenpflichtiger Zusatzservice)

Barrierefreiheit: große Klickflächen, gut lesbare Schriften und hohe Kontraste

Optimierte, geführte Geräteeinbindung

Detaillierte und übersichtliche Darstellung der Messwerte in Tabellen und Grafiken

Exportfunktion als PDF- & CSV-Datei zum einfachen Austausch mit dem Arzt

Einordnung der Messwerte anhand von Referenzwerten oder persönlichen Zielen

Verwalten von Medikamenten im Bereich „Medikamentenschrank“



Kommentarfunktion für das Notieren bestimmter Informationen z.B. bei Extremwerten

Teilen der Daten mit Apple Health möglich für Gewicht, Blutdruck, Aktivität, Schlaf, Temperatur, Pulsoximeter

Teilen der Daten mit Google Fit möglich für Aktivität und Schlaf

Multi-User-Funktion: Mehrere Nutzer möglich in einer App

App in 22 Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Finnisch, Slowakisch, Ungarisch, Dänisch, Rumänisch, Slowenisch, Russisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Türkisch, Bulgarisch



HealthManager-Pro_2022-08-12_01_DB_BEU_DE Irrtum und Änderungen vorbehalten



Zusatzservices in „beurer HealthManager Pro“


beurer MyHeart

Das ganzheitliche Programm „beurer MyHeart“ hilft dabei, einen gesünderen Lebensstil in den Alltag zu integrieren.

Die vier Elemente: gesunde Rezepte, Bewegung, Wissenswertes und tägliche Impulse begleiten innerhalb von 30 Tagen auf dem Start in eine gesunde Zukunft.

Kostenpflichtiger Zusatzservice.

Buchbar für 30 Tage oder unbegrenzt.




beurer MyCardio Pro

EKG-Messungen zu Hause vornehmen und eine Auswertung erhalten war noch nie so einfach. Hierzu EKG-Messung entspannt im gewohnten Umfeld durchführen und Messwerte in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen.

Mithilfe des Services "beurer MyCardio Pro" wird umgehend eine detaillierte Analyse der EKG-Messungen erstellt sowie ein professioneller Report zur Übermittlung an den Arzt.

Kostenpflichtiger Zusatzservice.

Buchbar in den Paketen 1 Report, 10 Reporte & 100 Reporte.






App-Daten umziehen: einfach und unkompliziert

App-Daten können einfach aus der alten App „beurer HealthManager“ in die neue App „beurer HealthManager Pro“ übertragen werden.


1

- Einstellungen in der App „**beurer HealthManager**“ öffnen
- Menüpunkt „**App-Daten umziehen**“ auswählen




2

- Logo der App „**beurer HealthManager Pro**“ antippen
- App installieren




3

- „**beurer HealthManager Pro**“ öffnen und **neu registrieren**
- Account **online speichern**



4

- Zurück in „**beurer HealthManager**“ wechseln
 - Unter dem Menüpunkt „**App-Daten umziehen**“ die zuvor angelegten Account-Daten von „beurer HealthManager Pro“ eintragen und Daten übertragen
- **Fertig!**



works with



Synchronisierung mit
iOS ≥ 14.0
Android™ ≥ 8.0



Liste der unterstützten Geräte