

GL 50 evo Flexibilität garantiert!

Die einfache Messwertmarkierung, die Plug in USB-Verbindung, das Klartext-Display, die integrierte Stechhilfe – das 3-IN-1 Kompaktgerät **GL 50 evo** vereint diese innovativen Eigenschaften und kann noch viel mehr: mit den optional erhältlichen *Bluetooth*[®] und NFC Adapter¹ gelingt schnell und unkompliziert die Verbindung zur HealthManager-App.



- 3-in-1 (Messgerät, Stechhilfe, Plug in USB/Onboard Software)
- Freier Download Software + „beurer HealthManager“-App
- Elektronisches Tagebuch via App und PC-Software
- Messwert-Speicherplätze: 480 (Datum, Zeit)
- Nur 0,6 µl Blut reichen aus
- GlucoMemory-Software (bereits installiert): einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor
- Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für alle Messwerte/markierte Werte
- Plasma kalibriert
- Kostenlose „mySugr Tagebuch“-App



¹ für die Übertragung der Daten in die HealthManager-App
² geprüfte Online-Applikation Beurer HealthManager-Cloud

Erfahrung und klinische Sicherheit

Beurer ist offizielles Fördermitglied der Deutschen Diabetes-Stiftung und unterstützt die DDS damit aktiv in ihrer Präventionsarbeit.

Seit 1919 herausragend im Segment Gesundheit und Wohlbefinden hat Beurer jahrelange Erfahrung mit Medizinprodukten.

Beurer ist Ihr Spezialist für Gesundheit und Wohlbefinden und bietet Ihnen ein innovatives und technisch anspruchsvolles Produktportfolio.

Gut zu wissen: Symbole mit Kernbotschaft

Klinisch getestet

Das Produkt wurde durch klinische Tests geprüft.



Beurer

Das Produkt ist als Medizinprodukt zugelassen.




Easy to use

Das Produkt ist besonders einfach zu bedienen.



Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gern!



Beurer GmbH . Postfach 1427 . 89004 Ulm . Söflinger Straße 218 . 89077 Ulm . Germany
 Kostenlose Service Hotline . 0800 6645222 . Fax . 0800 1300600
 E-Mail: service@beurer-medical.de
 www.beurer-medical.de . www.beurer.com . www.beurer-gesundheitsratgeber.com



3 Blutzucker-
messgeräte –
1 Teststreifen

755.769 - 1016 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Zuverlässigkeit, ein Höchstmaß an Komfort, perfektes Diabetes-Management: Die Beurer Blutzuckermessgeräte bieten für jeden Patienten die optimale Lösung.



GL 44 Handlich und funktional

Optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, lässt das Blutzuckermessgerät **GL 44** keine Wünsche an Bedienkomfort und Zuverlässigkeit offen. Für eine gute Lesbarkeit der Werte sorgt die große Anzeige und das hinterleuchtete XXL-Display. Die extra breiten Teststreifen können komfortabel in das Gerät eingeführt werden.



Easy to use


Das Produkt ist besonders einfach zu bedienen – für ein optimiertes Diabetesmanagement.



Einfache Markierung der Messwerte



PC-Schnittstelle für die Übertragung des Speicherinhaltes



Die persönlichen Auswertungen und Daten sind jederzeit abrufbar




- **Markierungsmöglichkeit der Messwerte vor dem Essen, nach dem Essen oder generelle Markierung**
- **Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe**
- Codefreie Teststreifen
- Messdauer nur ca. 5 Sekunden
- Mit USB-Kabel und HealthManager-Software zum Gratis-Download unter connect.beurer.com
- Diabass-/SiDiary-kompatibel
- Plasma kalibriert
- Nur 0,6 µl Blut reichen aus
- Erhältlich in den Farben Black, White und Purple



GL 50 3-IN-1 Kompaktgerät

Unkompliziert und zuverlässig - egal ob zu Hause oder auf Reisen. Da die Stechhilfe bereits im Messgerät integriert ist, eignet sich das Blutzuckermessgerät **GL 50** ideal für die Messung unterwegs. Der eingebaute USB-Stick mit Onboard-Software macht das Auslesen der gemessenen Werte einfach und unkompliziert. Hinterleuchtetes Display, extra breite Teststreifen, Blutmengenkontrolle und Messwertmarkierung für ein optimiertes Diabetes-Management.



- **Markierungsmöglichkeit der Messwerte vor dem Essen, nach dem Essen oder generelle Markierung**
- **Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe**
- Mit vorinstallierter GlucoMemory-Software zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse und Trends im Zielkorridor
- Codefreie Teststreifen
- Diabass-/SiDiary-kompatibel
- Plasma kalibriert
- Nur 0,6 µl Blut reichen aus
- Erhältlich in den Farben Deep Black, Fresh Green und Pure White

