

Diabetes-Management mit TÜV-zertifizierter* Datensicherheit


Optional erhältlich:

- Bluetooth® oder NFC Adapter**
- Für die Verbindung mit der HealthManager oder mySugr App via Bluetooth® oder NFC




* geprüfte Online-Applikation Beurer HealthManager Cloud
 ** für die Übertragung der Daten in die HealthManager oder mySugr App

Gut zu wissen und alles auf einen Blick



- 3-in-1 (Messgerät, Stechhilfe, Plug-in-USB/Onboard Software)
- Elektronisches Tagebuch via App und PC-Software
- Freier Download Software + App „beurer HealthManager“
- Messwertmarkierung für optimiertes Diabetes-Management
- Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe
- Klartext-Display mit selbsterklärender Benutzerführung
- Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter
- Messdauer: ca. 5 Sekunden
- Messwert-Speicherplätze: 480 (Datum, Zeit)
- Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für alle Messwerte, markierte Werte
- AST-Messung (z.B. am Arm) möglich
- Messbereich: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L
- Medizinprodukt, Codefree
- Plasma kalibriert
- Blutprobe: kapilläres Vollblut
- Inkl. Li-Ionen Akku
- Kostenlose mySugr Tagebuch App



GL50 evo

Innovation erleben. Sicherheit genießen.



756.907-1015 Irrtum und Änderungen vorbehalten, Smartphones, Tablets und Laptops sind nicht im Lieferumfang enthalten

germanengineering

3-IN-1 Kompaktblutzucker- messgerät **GL50 evo**

Messgerät, Stechhilfe und Plug in
USB/Onboard Software/App

Tagebuchfunktion und
Klartextdisplay

Die einfache Messwertmarkierung, die Plug in USB Verbindung, das Klartext-Display, die integrierte Stechhilfe – das 3-IN-1 Kompaktgerät GL 50 evo vereint diese innovativen Eigenschaften und kann noch viel mehr: mit den optional erhältlichen *Bluetooth*® oder NFC Adapter** gelingt schnell und unkompliziert die Verbindung zur HealthManager App.

■ Freier Download der
HealthManager App
GlucoMemory Software
bereits installiert

Health
manager

■ Selbsterklärende Benutzerführung,
übersichtliche Darstellung der
Durchschnittswerte



■ Kostenlose Tagebuchführung
via HealthManager + mySugr App

■ Ketone Warnung

Mit Beurer den nächsten Schritt in die Zukunft gehen. Sowohl beim Design, der Funktionalität, als auch der einfachen Integration von Daten in den HealthManager bietet Beurer innovative Lösungen.

■ Inklusive USB-Abdeckung