

## Mehr Sicherheit im Umgang mit dem Monatszyklus

Natürliche Methoden zur Zykluskontrolle und gezielten Nachwuchsplanung können einfach in die Tat umgesetzt werden. Mit moderner Temperaturmesstechnik in Kombination mit einer Zyklus-App bieten die Beurer Basalthermometer ganz neue Möglichkeiten, um die fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage sicherer zu erkennen.



Exakte Messergebnisse geben Sicherheit

Nachwuchsplanung nach Wunsch

\* Basierend auf der symptomthermalen Methode

## Basalthermometer mit oder ohne Bluetooth® – Sie haben die Wahl!



### OT 30 Bluetooth® – Basalthermometer

- Zur Messung der Basaltemperatur in Verbindung mit der „Ovy“ App für die natürliche Familienplanung\*
- Anzeige von 2 Nachkommastellen
- Drahtlose Übertragung der Temperaturwerte
- Geeignet für die orale und vaginale Messung
- Messgenauigkeit:  $\pm 0,05$  °C



### OT 20 – Basalthermometer

- Zur Messung der Basaltemperatur in Verbindung mit der „Ovy“ App für die natürliche Familienplanung\*
- Anzeige von 2 Nachkommastellen
- Manuelle Eingabe der Temperaturwerte
- Geeignet für die orale und vaginale Messung
- Messgenauigkeit:  $\pm 0,05$  °C



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.  
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Beurer GmbH,  
Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany.  
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139.  
vertrieb@beurer.de www.beurer.com



**beurer** medical



OT 30 Bluetooth® – Basalthermometer  
OT 20 – Basalthermometer



german engineering

759.142\_0718 Irrtum und Änderungen vorbehalten

# Schwangerschaft planen oder Zyklus tracken

Symptothermale Methode richtig einsetzen.

Mit der modernen Temperaturmesstechnik der Beurer Basalthermometer und der „Ovy“ Zyklus-App kommen Sie Ihrem Kinderwunsch einen Schritt näher!



Das Health Tech Start-Up Ovy wurde von den beiden Schwestern Eva und Lina Wüller in Hamburg gegründet. Ihre Mission ist es, Frauen zu helfen, ihre reproduktive Gesundheit natürlich und effektiv zu kontrollieren. Dazu haben sie mit ihrem Team eine Zyklus-App entwickelt, um den Tag des Eisprungs, die fruchtbare Phase und nächste Periode zu berechnen.




## Familien- und Lebensplanung im Einklang

Die symptothermale Methode ist eine wissenschaftlich anerkannte natürliche Methode der Familienplanung. Anhand von Symptomen, unter anderem der Basaltemperatur, lassen sich die fruchtbaren Tage bestimmen.

Mit der „Ovy“ App zeichnen Sie alle wichtigen Daten auf. So wird es noch einfacher, die Signale des eigenen Körpers richtig zu deuten und langfristig mehr Sicherheit im Umgang mit Ihrem Monatszyklus zu bekommen.

## Moderne Zykluskontrolle in nur vier Schritten




1 Aufwachen und Temperatur messen



2 Temperatur in die App übertragen



3 Körpersignale in der App dokumentieren



4 Fruchtbare und nicht fruchtbare Tage kennen

» Unser Ziel ist es, Frauen weltweit zu helfen, ihre reproduktive Gesundheit einfach und effektiv zu kontrollieren.«

Eva und Lina Wüller, Gründerinnen des Start-Ups Ovy