

# beurer

## Insektenstichheiler BR 60

- Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen
- Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet
- Hilft gegen Juckreiz, Entzündung und Schwellung
- Größe: 9,5 x 3,5 x 2 cm
- Medizinprodukt
- Inkl. Batterien
- PZN: 16389388

### Programmauswahl:

- Erstanwendung und sensible Haut (3 Sek.)
- Regelmäßige Anwendung (6 Sek.)

Kompakte Größe -  
Ideal für unterwegs



Keramische Heizplatte

Entdecken Sie jetzt unser gesamtes  
Produktsortiment unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com)

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany.  
Tel. +49 731/39 89-0, Fax. +49 731/39 89-139, [vertrieb@beurer.de](mailto:vertrieb@beurer.de) [www.beurer.com](http://www.beurer.com)



# Keine Chance dem Juckreiz



759.323\_0620 Irrtum und Änderungen vorbehalten

BR 60 Insektenstichheiler



 german  
engineering

Endlich wieder  
laue Sommerabende  
sorgenfrei genießen.



## EIN INSEKTENSTICH IST LÄSTIG

Die Symptome nach einem Insektenstich hat jeder schon einmal erlebt: brennender Juckreiz bis hin zu Schwellungen, Entzündungen und Schmerzen.

Durch den Stich oder Biss einer Mücke wird dem Körper ein blutgerinnungshemmendes Sekret injiziert. Als Antwort reagiert dieser mit dem Ausschütten des Botenstoffs Histamin. Die Gefäße erweitern sich und Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus. Ein lästiger Juckreiz, eine Schwellung oder sogar eine allergische Reaktion sind die Folge.

### Veränderung der Giftstoffe von Stichen/Bissen durch Wärme



## SOFORTIGE LINDERUNG VON JUCKREIZ UND SCHWELLUNG

Mit dem BR 60 Insektenstichheiler werden diese unangenehmen Auswirkungen schnell und effektiv behandelt. Das Produkt setzt Wärme gezielt ein, um die Verbreitung von Giftstoffen nach einem Insektenstich oder -biss im Körper zu stoppen und die Heilung so zu fördern.

### Insektenstichheiler BR 60:

Kompakt, optimal für unterwegs



## KINDERLEICHTE ANWENDUNG

Zur Anwendung wird die Heizfläche des BR 60 direkt auf dem Stich platziert. Durch die Wärmeentwicklung der schnell aufheizenden, keramischen Heizplatte auf ca. 50 °C werden die Giftstoffe der Insektenstiche und -bisse verändert.

Dem Nutzer stehen dabei zwei Programme mit unterschiedlicher Anwendungsdauer zur Auswahl: Ein Programm ist für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut geeignet, ein zweites Programm wird bei einer regelmäßigen Nutzung empfohlen.

Die punktgenaue Wärme verdrängt den Juckreiz und beschleunigt den Heilungsprozess. Die Anwendung verläuft ohne chemische Stoffe, sodass auch Schwangere den Insektenstichheiler bedenkenlos anwenden können.



*Keine Sorge, wenn es mal piekst! Durch gezielten Wärmeinsatz schafft der BR 60 Abhilfe. Der durch Insektenstiche und -bisse ausgelöste Juckreiz wird reduziert und der Heilungsverlauf wird beschleunigt.*